

تشک بستری

شرکت مهندسی پزشکی فنون طب فرتاک

info@fartakmedical.com

تلفن: ۲۱-۶۶۱۲۶۰۲۱ (+۹۸) - فکس: ۲۱-۶۶۱۲۶۰۲۲ (+۹۸)


آدرس دفتر مرکزی: خیابان ستارخان، باقرخان غربی، پلاک ۹۷

آدرس کارخانه: شهر قدس، بلوار انقلاب، بلوار مصالی، خیابان شهید نبوی، پلاک ۳، سوله ۳/۲۴

www.fartakmedical.com

یک دهه حضور در صنعت سلامت کشور

شرکت مهندسی پزشکی فنون طب فرتاک از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در زمینه تجهیزات پزشکی و با هدف ارتقاء سطح سلامت و کیفیت خدمات پزشکی در کشور آغاز نمود. فعالیت شرکت در ابتدا بر مبنای واردات محصولات با کیفیت به کشور شکل گرفت، اکنون تیم علاقمند و کوشای این مجموعه موفق به تولید و بومی سازی محصولات خود گردیده است. امروز به واسطه کیفیت و خدمات مناسب موفق به دستیابی به بخش بزرگی از بازار داخلی محصولات خود گردیده‌ایم و در مدت کوتاهی جایگاهی متعالی در صنعت سلامت کشور را به خود اختصاص داده‌ایم.





آنچه در این کاتالوگ مورد بررسی خواهد گرفت؛

Matiio14

تشک فوم سرد

تشک بستری

Matio 14

01


تشک فوم سرد

تشک Matio 14 از یک لایه فوم سرد ۱۴ سانتی متری ساخته شده است. این تشک مناسب بخش‌های بستری و بیماران با ریسک پایین و متوسط زخم بستر می‌باشد.

رویه پلی‌اورتان ضد آب این تشک با عبور مولکول‌های بخار از تجمع رطوبت در ناحیه زیرین بدن بیمار جلوگیری می‌کند. پارچه مورد استفاده وارداتی بوده و از برندهای معتبر تولیدکننده در کلاس جهانی خریداری می‌شود.

مشخصات کلی تشک:

- سایز: ۲۰۰×۹۰×۱۴ سانتی متر
- دانسیته فوم سرد 40kg/m^3
- مناسب برای بیماران با ریسک زخم بستر کم و متوسط
- روکش پلی‌اورتان ترک و مقاوم در برابر نفوذ آب
- استفاده از پارچه Two-side stretch
- دو سال گارانتی فوم
- یک سال گارانتی رویه



Matiio13

تشک فوم و مموری فوم

تشک بستری

Matio 13


02

تشک فوم و مموری فوم

تشک Matio 13 از یک لایه فوم ویسکوالاستیک چهار سانتی متری و یک لایه فوم سرد ده سانتی متری ساخته شده است. این تشک با تقسیم فشار عالی و انطباق با فرم بدن بیمار از تمرکز فشار بر یک نقطه و ایجاد زخم بستر پیشگیری می‌کند. رویه پلی‌اورتان ضد آب این تشک با عبور مولکول‌های بخار از تجمع رطوبت در ناحیه زیرین بدن بیمار جلوگیری می‌کند. پارچه مورد استفاده وارداتی بوده و از برندهای معتبر تولیدکننده در کلاس جهانی خریداری می‌شود.

مشخصات کلی تشک:

- سایز: ۲۰۰×۹۰×۱۴ سانتی متر
- ارتفاع فوم ویسکوالاستیک: ۴ سانتی متر
- دانسیته فوم ویسکوالاستیک: 70kg/m^3
- دانسیته فوم سرد: 40kg/m^3
- مناسب برای بیماران با ریسک زخم بستر سطح سه
- قابلیت تحمل وزن بیمار تا ۱۸۰ کیلوگرم
- قابلیت استفاده از پارچه spacer سه بعدی برای تسهیل گردش هوا
- روکش پلی‌اورتان ترک و مقاوم در برابر نفوذ آب
- استفاده از پارچه Two-side stretch
- دو سال گارانتی فوم
- یک سال گارانتی رویه



۹۰ سانتی‌متر

۱۴ سانتی‌متر

۲۰۰ سانتی‌متر

Matiao 4

تشک بستری ریپاند

تشک بستری

Matio 4

03

تشک بستری ریپاند

تشک Matio 4 از یک لایه ریپاند ۴ سانتی متری ساخته شده است. این تشک مناسب بخش‌های بستری بوده و با ضخامت‌های گوناگون قابل سفارش است.

رویه پلی‌اورتان ضد آب این تشک با عبور مولکول‌های بخار از تجمع رطوبت در ناحیه زیرین بدن بیمار جلوگیری می‌کند. پارچه مورد استفاده وارداتی بوده و از برندهای معتبر تولیدکننده در کلاس جهانی خریداری می‌شود.

مشخصات کلی تشک:

- سایز: ۲۰۰×۹۰×۷ سانتی متر (ضخامت براساس سفارش قابل تغییر است)
- دانشیه فوم سرد: ۸۰kg/m^۳
- مناسب برای بخش‌های بستری
- روکش پلی‌اورتان ترک و مقاوم در برابر نفوذ آب
- استفاده از پارچه Two-side stretch
- قابل سفارش با رویه چرمی
- دو سال گارانتی فوم
- یک سال گارانتی رویه



۹۰ سانتی‌متر

۷ سانتی‌متر

۲۰۰ سانتی‌متر

ایران

هدف ما حفظ شأن و کرامت والای انسانی، با تکیه بر ارزش‌های متعالی فرهنگ غنی ایرانی، در راستای توسعه پایدار میهن عزیزمان است.

ما معتقدیم که تمام افراد جامعه شایسته دریافت بهترین مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی هستند و در این راستا می‌کوشیم حتی دورافتاده‌ترین نقاط کشور عزیزمان به بهترین خدمات فرتاک دسترسی داشته باشند. تعهد ما به خدمات رسانی به موقع و مناسب باعث شده تا در تمام نقاط کشور عزیزمان افراد فرصت همکاری با ما را داشته باشند. از آن جا که اساس فنون طب فرتاک بر صداقت و شفافیت استوار است، تاکید ما بر همراه داشتن نیروهای انسانی صادق و متخصص است. فرتاک سازمانی مدرک‌گرا نیست بلکه اشتیاق، تجربه و اصالت نیروی انسانی را در اولویت قرار می‌دهد.

★ CAPITAL CITY
TEHRAN





واحد جلب رضایت مشتری

ما معتقدیم مشتریانی که محصولات ما را خریداری می کنند باید از خرید خود رضایت داشته باشند. بنابراین وظیفه خود میدانیم با به کارگیری تمامی پشتوانه های علمی و فنی، قادر به جلب رضایت مشتریان خود باشیم. در راستای این رسالت، جمعی از کارشناسان جوان، متخصص، زبده و سخت کوش با بهره گیری از آموزشها و شیوه های نوین ارائه خدمات پس از فروش در تمامی ساعات شبانه روز پاسخگو مشتریان بوده و در کوتاهترین زمان ممکن خدمات مطلوب را به مشتریان ارائه می نمایند. با آرزوی آن که بتوانیم در ارائه خدمات بهترین باشیم.



مشتریان ما



جهت مشاهده لیست کامل مشتریان ما به سایت www.fartakmedical.com مراجعه نمایید.

راههای ارتباطی

www.fartakmedical.com
info@fartakmedical.com
 تلفن: ۲۱- ۶۶۱۲۶۰۲۱ (+۹۸) - فکس: ۲۱- ۶۶۱۲۶۰۲۲ (+۹۸)
 آدرس دفتر مرکزی: خیابان ستارخان، باقرخان غربی، پلاک ۹۷
 آدرس کارخانه: شهر قدس، بلوار انقلاب، بلوار مصلی، خیابان شهید نبوی، پلاک ۳، سوله ۳/۳